AstraZeneca

BREZTRI® AEROSPHERE®

120吸

致使用BREZTRI® 120吸的患者的

吸入说明单



本页是面向使用BREZTRI® AEROSPHERE® 120吸的患者的吸入说明单。
本说明单中对以下事项进行说明:

- **吸入器各部分的名称**
- **未使用时的准备操作**
- **正确的吸入方法**
- **指示器的显示**
- **促动器的清洁**
- **使用时的注意点**

请务必善加利用。

120

JP-53043
2022年2月制作


致使用BREZTRI® AEROSPHERE® 120吸的患者的
吸入说明单

请按照每天2次、每次2吸的频率使用。

请每周清洗1次促动器。		到了更换日之后，请使用新的药剂。	
清洗日期	① 20　年　月　日（　）	药剂的更换日	20　年　月　日（　）
	② 20　年　月　日（　）		
	③ 20　年　月　日（　）		
	④ 20　年　月　日（　）		

※清洗方法请参照背面。

吸入器个部分的名称



! 使用未使用过的吸入器时，需要进行以下操作。

A 取下盖子，**充分摇晃**



※请握住盖子左右两侧的把手，垂直向外拉出。

B 按下按钮，**先空喷1次**



※按下按钮后，药剂即会喷出，因此请谨防药剂入眼。

120吸　共计**重复2次** A 、B 的操作。

以下情况下，请实施2次上述的 A 、B 的准备操作后再使用：

● 清洗促动器后　● 吸入器掉落后　● 距离上次使用超过7天时

请每周清洗1次促动器

如果药剂附着在容器内，会导致无法顺利形成喷雾，
因此保持促动器干净十分重要。

1 将**罐体**从促动器上**拆下，**
然后取下盖子。
注意确保拆下的罐体不要沾水。


2 **用温水冲洗**促动器内部，持续**大约30秒。**
然后将促动器倒过来，**再冲洗30秒左右。**
充分晃动促动器，尽可能去除内部的水分。

3 请确认促动器内部和吸入口。
如果有药剂附着，请再次冲洗。

4 请在不盖上盖子的状态下，
将促动器放置在通风良好的场所，使其充分**干燥。**
请勿在促动器仍然濡湿的状态下安装罐体。

5 **促动器完全干燥后，**
先盖上盖子，然后慢慢地将罐体查到促动器上。

6 将罐体装回促动器上之后，
请实施2次封面上记载的 A 、B 操作，
然后再开始使用。



注意

- 本药剂并非能够快速抑制突发的症状恶化的药剂。
- 请遵照医生的指示每天吸入。无论是否有症状，都请勿按照您自己的判断中止或更改吸入。
- 请在即将使用前打开铝箔袋。
- 铝箔袋开封后请避开潮湿场所保存。
- 铝箔袋开封后，如果超过3个月，即使药品仍有剩余，也请予以废弃。
- 保管时，您可以使用包装中的便携袋。
- 请每周清洗1次促动器。
- 罐体即使空了以后也请勿损坏、开孔或是投入火中。请勿在火焰或火源附近使用或保存。
- 请遵循地方自治体规定的废弃处理法。

※如有疑问点或问题等，请咨询医生或药剂师。

咨询方式

患者用免费热线 **0120-119-703**（9:00～17:30 周末和节假日以及弊公司休息日除外）


制造销售商　**阿斯利康株式会社**

JP-53043
2022年2月制作

正确的吸入方法



请确认小窗显示中剩余量不是“0”(没有指向红色部分)。



请取下盖子，确认吸入口和内部无异剂。

※请注意不要按下按钮。

1 取下盖子，充分摇晃

※请握住盖子左右两侧的把手，垂直向外拉出。



2 充分呼气



3 含住吸入口，

一边慢慢地、用力吸气，

一边**按下按钮**直至雾气喷出



4 将吸入口远离嘴唇，屏息

3秒以上，然后慢慢呼气。


※请注意不要让气息吹到吸入口。



5 再重复1次 1 ～ 4 的操作，共计 **吸入2次**。

6 盖上盖子，最后 **漱口**。如果无法漱口，请含水洗漱口腔内部。


如果感觉到按钮按下困难，可使用吸入辅助器具，请咨询医生或药剂师。




关于指示器的显示

箭头会在每次喷雾时前进，显示剩余的喷雾次数。

开封时




显示的次数中包括第一次的空喷和清洗后的空喷，因此箭头指向超过“120”的部分。



持续使用后，箭头指示会进入黄色区域。请在接近红色区域前准备好新的吸入器。

用完



箭头指向红色部分的“0”时，请更换为新的吸入器。

您可以观看吸入方法的说明视频。

请用您的智能手机或手机扫描读取此二维码。

该网站的目的是向处方中使用BREZTRI®的患者提供信息。请勿将此二维码或URL告诉其他人。

电脑访问请参照以下URL。

https://www2.astrazeneca.co.jp/ars/breztri/join/index.html